








MPW-351e



PDF



v.1

MPW-351e	
	230V 50Hz; 120V 60Hz [opcja; option; opción 100, 110, 127V 60Hz]
	320 W
	800 ml
	100 ÷ 4 500 RPM, krok/step/paso 100 RPM
RCF max.	3 509 x g
	30s ÷ 99min, krok/step/paso 30s
	380 x 430 x 540mm [HxWxD]
	40,3/44,3kg [230V/120V]
Cat. No.	10351e/2-56 [230V 50/60Hz] 10351e/1-56 [120 50/60Hz]



CECHY	FEATURES	CARACTERÍSTICAS
bezobsługowy silnik indukcyjny	<a href="#">maintenance-free induction motor</a>	motor de inducción sin mantenimiento
intuicyjny układ ustawiania parametrów wirowania	<a href="#">intuitive interface of spinning parameters</a>	sistema intuitivo de ajuste de los parámetros de centrifugado
wyświetlacz LCD	<a href="#">LCD display</a>	pantalla LCD
regulacja czasu wirowania	<a href="#">centrifuging time adjustment</a>	ajuste del tiempo de centrifugado
praca w trybie SHORT	<a href="#">SHORT mode operation</a>	funcionamiento en modo SHORT
efektywny system wentylacji	<a href="#">effective ventilation system</a>	sistema de ventilación efectivo
szersza gama wirników i dodatkowego wyposażenia	<a href="#">wide range of rotors and additional equipment</a>	amplia gama de rotores y accesorios
komora wirowania ze stali nierdzewnej	<a href="#">stainless steel rotor chamber</a>	cámara centrífuga de acero inoxidable
BEZPIECZEŃSTWO	SAFETY	SEGURIDAD
czujnik niewyważenia	<a href="#">unbalance sensor</a>	sensor de desequilibrio
blokada pokrywy podczas wirowania	<a href="#">lid locking during rotor running</a>	bloqueo de la tapa durante la centrifugación
blokada startu przy otwartej pokrywie	<a href="#">start blocking at opened lid</a>	bloqueo del inicio con la tapa abierta
awaryjne otwieranie pokrywy	<a href="#">emergency lid lock release</a>	apertura de emergencia de la tapa
termiczne zabezpieczenie silnika	<a href="#">motor thermal protection</a>	seguridad térmica del motor
produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101	<a href="#">product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 standards</a>	este producto cumple con las normas EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101



	S-LINE				M-LINE				
	<b>MPW-54</b>	<b>MPW-55</b>	<b>MPW-56</b>	<b>MPW-150R</b>	<b>M-BASIC</b>	<b>M-UNIVERSAL</b>	<b>M-DIAGNOSTIC</b>	<b>M-SCIENCE</b>	<b>MPW-260</b>
	120 ml	48 ml	120 ml	90 ml	120 ml / PRP	500 ml	500 ml	100 ml	500 ml
RCF max.	1 137, 3 122 x g	15 279 x g	3 341 x g	21 382 x g	2 469 x g	24 270 x g	4 830 x g	24 270 x g	24 270 x g
RPM max.	3 500, 5 800	14 500	6 000	15 000	4 000	18 000	6 000	18 000	18 000
	-	-	-	-20°C ÷ +40°C	-	-	-	-	-
Liczba wirników (kątowych horyzontalnych) Number of rotors (angle swing-out) Numero de rotores (angular oscilante)	3/0	3/1	4/0	7/1	1	19/4	8/5	8/1	19/3
Autoidentyfikacja wirnika Rotor auto-recognition identificación de rotores automática	-	-	-	•	-	•	•	•	•
Język Language Idioma	EN	EN	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociąganie pokryw Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	-	9	-	100	5	100	100	100	100

	M-LINE		L-LINE				XL-LINE	
	<b>MPW-260R</b>	<b>MPW-260RH</b>	<b>MPW-351e</b>	<b>MPW-352</b>	<b>MPW-352R</b>	<b>MPW-352RH</b>	<b>MPW-380</b>	<b>MPW-380R</b>
	500 ml	500 ml	800 ml	1 000 ml	1 000 ml	1 000 ml	3 000 ml	3 000 ml
RCF max.	24 270 x g	24 270 x g	3 509 x g	29 703 x g	30 065 x g	30 065 x g	31 876 x g	31 876 x g
RPM max.	18 000	18 000	4 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	-20°C ÷ +40°C	-20°C ÷ +55°C	-	-	-20°C ÷ +40°C	-20°C ÷ +55°C	-	-20°C ÷ +40°C
Liczba wirników (kątowych horyzontalnych) Number of rotors (angle swing-out) Numero de rotores (angular oscilante)	19/3	19/3	4/3	27/7	27/7	27/7	13/4	13/4
Autoidentyfikacja wirnika Rotor auto-recognition identificación de rotores automática	•	•	-	•	•	•	•	•
Język Language Idioma	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	EN	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ	PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ
Dociąganie pokryw Cover tightening Ajuste de la cubierta	-	-	-	•	•	•	•	•
Programy użytkownika User programs Programas de usuario	100	100	-	100	100	100	100	100

ul. Boremlowska 46  
04-347 Warszawa Polska  
46 Boremlowska Street  
04-347 Warsaw Poland  
Calle Boremlowska 46  
04-347 Varsovia Polonia



**MPW MED. INSTRUMENTS**  
www.mpw.pl

E-mail: mpw@mpw.pl  
Phone.: +48 22 610 56 21  
Fax: +48 22 610 55 36

